

medela



mother's milk,
everyday amazing™

Extractores de leche con tecnología Flex™ de Medela

Una experiencia de extracción
totalmente nueva y personalizada
para ti



NUEVO

Extractores de leche con tecnología Flex™ de Medela

Una experiencia de extracción totalmente nueva y personalizada para ti



Cada madre es diferente: desde el tamaño de su pecho y sus pezones hasta su estilo de vida. Nuestros nuevos extractores de leche con tecnología Flex™ son los primeros extractores diseñados para adaptarse y ajustarse a tu forma con el fin de ofrecerte una experiencia de extracción más cómoda y eficaz.



El embudo PersonalFit Flex™

El nuevo embudo PersonalFit Flex™ se ha desarrollado con la ayuda de un equipo de científicos investigadores y madres lactantes. Está diseñado para adaptarse fácilmente a tu forma e impide que se compriman los conductos galactóforos, con lo que favorece el flujo de leche. Con ello, resulta más fácil encontrar la posición de extracción más cómoda para cada madre. El resultado: una extracción más cómoda y eficaz diseñada a tu medida.



Tecnología 2-Phase Expression®

Al tomar el pecho, tu bebé inicia el flujo de leche mediante succiones rápidas y luego continúa más lentamente para alimentarse. La tecnología 2-Phase Expression® de Medela simula estos ritmos instintivos para que la sensación sea más natural y la extracción, más cómoda.

Extracción doble

Estudios indican que la combinación exclusiva de la extracción doble con la tecnología 2-Phase Expression® de Medela proporciona más leche, con mayor contenido energético y en menos tiempo que con la extracción simple de dos biberones.

Más leche
y mayor
comodidad:
probado
por mamás

Nuestro equipo de científicos investigadores ha probado el embudo PersonalFit Flex™ en cuatro estudios clínicos con madres lactantes. Se ha demostrado en más de 1000 sesiones de extracción que ofrece una mayor comodidad y eficacia. Como todos los productos de Medela, nuestros extractores de leche Flex™ están diseñados para facilitar la lactancia, de manera que puedas alimentar a tu bebé con tu increíble leche materna durante más tiempo.



La leche materna es maravillosa. Es el mejor comienzo para la vida de tu bebé. Medela lleva más de 50 años trabajando con investigadores en el ámbito de la leche materna. Estamos aquí para ayudar a todas las madres lactantes con nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra exclusiva gama de productos, que incluye nuestros extractores de leche fabricados en Suiza: la opción de confianza para los profesionales sanitarios de todo el mundo.

La gama de extractores de leche con tecnología Flex™

Swing Flex™

Para una extracción rápida y eficiente en cualquier momento



Swing Maxi Flex™

Un biberón más en la mitad de tiempo



Freestyle Flex™

La flexibilidad de extraer leche en cualquier momento y en cualquier lugar



Tipo de extractor	Eléctrico simple	Eléctrico doble	Eléctrico doble
Uso recomendado	Ocasional	Diario	Diario
De uso sencillo y cómodo	•	•	•
Embudo PersonalFit Flex™	•	•	•
Potencia de vacío (succión) ajustable	•	•	•
Intervalo de vacío	De -45 mmHg a -245 mmHg	De -45 mmHg a -245 mmHg	De -45 mmHg a -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Protección antidesbordamientos (sistema cerrado)	•	•	•
Sin BPA (bisfenol A)	•	•	•
Se puede conectar a la aplicación MyMedela			•
Pantalla retroiluminada con temporizador de sesión, estado de carga de la batería, nivel de vacío, conexión Bluetooth, etc.			•
Cargador USB			•
Funcionamiento con batería	Hasta 1 hora (batería no incluida)	Hasta 1 hora (batería no incluida)	Batería recargable integrada para un máximo de 8 sesiones de extracción doble
Solución integral para almacenar, refrigerar y transportar la leche extraída			Bolsa de refrigeración, biberones de almacenamiento y bolsa de transporte
Peso	200 g sin batería	220 g sin batería	> 300 g con batería recargable
Tamaño	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm

*Estudios clínicos, comparación de PersonalFit Flex y PersonalFit, datos archivados (NCT02496429, NCT02492139, NCT02719548, NCT03091985)

Encontrarás más ayuda y consejos sobre la alimentación con leche materna y los extractores de leche y otros productos de Medela en www.medela.es/flex