

Gama de extractores de leche con tecnología Flex™

Swing Flex™

Para una extracción rápida y eficaz cuando lo necesites



Swing Maxi Flex™

Un biberón extra en la mitad de tiempo



Tipo de extractor	Eléctrico simple	Eléctrico doble
Uso recomendado	Ocasional	Diario
Fácil de usar y cómodo	•	•
Embudo PersonalFit Flex™	•	•
Potencia de vacío ajustable	•	•
Rango de vacío	De -45 mmHg a -245 mmHg	De -45 mmHg a -245 mmHg
2-Phase Expression®	•	•
Protección antidesbordamientos (sistema cerrado)	•	•
Sin BPA (bisfenol A)	•	•
Funcionamiento con batería	Hasta 1 hora	Hasta 1 hora
Peso	200 g sin pilas	220 g sin pilas
Tamaño	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm